

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления по работе с
персоналом филиала ПАО «Россети
Центр» - «Белгородэнерго»

Т.В.
Татукова
«30» ноября 2022 г.

1. Общая часть.
Филиал ПАО «Россети Центр» -
«Белгородэнерго» производит закупку
оборудования для нужд МПЦ.

2.1. Технические требования к зап.частям
для физиотерапевтической аппаратуры:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО АППАРАТА С ЛОКАЛЬНЫМИ
АППЛИКАТОРАМИ С ВИБРОЭФФЕКТОМ
для нужд МПЦ

1. Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» производит закупку
МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО АППАРАТА С ЛОКАЛЬНЫМИ АППЛИКАТОРАМИ С ВИБРОЭФФЕКТОМ
QS в исполнении: EASY QS

для усиления эффекта от процедуры на аппарате COMBI 400 V и аппарате ударно-волновой терапии, для проведения
реабилитационно-восстановительных мероприятий, в том числе для оперативного и оперативно-ремонтного персонала,
для проведения ускоренной реабилитации работников с постковидным синдромом, лечения широко
распространенного среди персонала заболевания опорно-двигательного аппарата, а так же для повышения тонуса
организма и иммунной системы в целом.

2.1. Технические требования (таблица технического соответствия)
МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО АППАРАТА С ЛОКАЛЬНЫМИ АППЛИКАТОРАМИ С
ВИБРОЭФФЕКТОМ

QS в исполнении: EASY QS или эквивалент
(указать наименование продукции)

№	Описание требований	Требования Заказчика
---	---------------------	----------------------

№	Описание требований	Требования Заказчика
1. Общие положения		
1.1	Регистрационное удостоверение	Наличие
1.2	Документ о соответствии	Наличие
1.3	Инструкция по эксплуатации и паспорт на русском языке	Наличие
2. Функциональные возможности		
2.1	Проведение процедур магнитотерапии	Наличие
2.2	Вибрационные движения аппликаторов позволяют проводить лечебный и/или расслабляющий массаж	Наличие
3. Технические данные		
3.1	Магнитотерапевтический комплекс с генератором и локальными аппликаторами	Наличие
3.2	Количество независимых друг от друга каналов, не менее	1
3.3	Возможность подключения 2-х аппликаторов	Наличие
3.4	Буквенно-цифровой ЖК-дисплей	Наличие
3.5	Светодиодная подсветка дисплея	Наличие
3.6	Предустановленные программы лечения по патологиям	Наличие
3.7	Возможность создания, сохранения и редактирования собственных программ	Наличие
3.8	Частота излучения, в диапазоне:	
	Нижний предел, не более, Гц Верхний предел, не менее, Гц	0,5 100
3.9	Настройка интенсивности магнитного поля, в диапазоне:	
	Нижний предел, не более, % Верхний предел, не менее, %	5 100
3.10	Шаг изменения интенсивности магнитного поля, не более, %	5
3.11	Длительность сеанса терапии:	
	Нижний предел, не более, мин Верхний предел, не менее, мин	1 99
3.12	Возможность непрерывной терапии	Наличие
3.13	Эластичные водонепроницаемые аппликаторы	Наличие
3.14	Количество соленоидов в каждом аппликаторе, не менее	12
3.15	Напряженность магнитного поля каждого из 12 соленоидов в локальном аппликаторе, Гаусс (Тл)	20
		-0,002
3.16	Размер локального аппликатора (ДхШхВ), не менее, см	36x21x2
3.17	Вес локального аппликатора, не более, кг	1,2
3.18	Транспортировочная сумка	Наличие
3.19	Габариты генератора магнитного поля (ДхШхВ), не более, см	28x38x13
3.20	Вес генератора магнитного поля, не более, кг	3
3.21	Электропитание: 220В / 50Гц	Соответствие
3.22	Максимальная потребляемая мощность, не более, ВА	300

4. Комплект поставки		
4.1	Генератор магнитного поля	1 шт.
4.2	Эластичный аппликатор с виброэффектом	2 шт.
5. Прочие условия		
5.1	В комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности оборудования	Наличие
5.2	Приведенные данные должны быть подтверждены	официальной технической документацией
5.3	Гарантийное бесплатное обслуживание оборудования	Не менее 1 года

3. Количество поставки товара.

Товар поставляется в количестве - 1 комплект.

4. Место поставки товара.

308000, г. Белгород, 2-ой Карьерный пер., 12

5. Срок поставки.

В течение 8 недель после подписания договора.
Доставка включена в стоимость товара.

Начальник МПЦ



Т.С. Шелехова

Исп.: Кузубова Н.С.
8(4722) 58-15-42